

**Fax 0 81 42 / 4 48 57-70**

**Telefon 0 81 42 / 4 48 57-66, -71**

an:

Vistec AG  
Vision Technologies  
Werner-von-Siemens-Str. 13

82140 Olching

von: (Bitte Stempel und/oder gutleserlich ausfüllen.)

Ansprechpartner/in: .....

**Bestellung.**

Hiermit möchten wir folgendes Perivist-Software Update (Vollversion) **verbindlich bestellen:**

Anzahl	Artikelnr.	Beschreibung	Einzelpreis zzgl. MwSt	Gesamtpreis zzgl. MwSt.
1	2053	Vorbereitung auf die Gesichtsfeldprüfung in 11 Sprachen	€ 11,00	<b>Gratis</b>
	<b>404.01.118*</b>	<b>Perivist Software Update Version 1.6R5</b> mit folgenden neuen Features: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lauffähig auf WIN 7 - 32-Bit- und 64-Bit-System <b>ab SN. 50444 - FEV und ab SN. 55496 - Compact</b></li><li>• Ausdruck beider Augen auf eine Seite</li><li>• Freiwählbares Autobackup Verzeichnis</li><li>• GDT Schnittstelle mit PDF-Übergabe</li><li>• Frei definierbare Namen für GDT-Dateien in setup.ini einstellbar z.B. für Quincy</li><li>• Doppelte Datenhaltung, d.h. auch bei GDT- Transfer bleiben die Daten in der Perivist Datenbank erhalten</li><li>• GDT: ID-Übernahme in Perivist-Datenbank nun möglich Daten in der Perivist Datenbank erhalten</li></ul>	€ 140,00	
		<b>Kosten Update von Version 1.6 auf Version 1.6R5</b>	49,00	
	<b>404.01.119*</b>	<b>Perivist Software Update Version 2.2R5</b> mit folgenden neuen Features: <ul style="list-style-type: none"><li>• Glaukom-Screening-Programm: Zwei wählbare Prüfpunktraster, Ergebnisdarstellung der gemessenen Schwellenwerte oder der Normabweichung in numerischer Form, in Graustufen, in Symbolen und in 3-D</li><li>• Lauffähig auf WIN 7- 32-Bit- und 64-Bit-System <b>ab SN. 50444- FEV und ab SN. 55496- Compact</b></li><li>• Ausdruck beider Augen auf eine Seite</li><li>• Freiwählbares Autobackup Verzeichnis</li><li>• GDT Schnittstelle mit PDF-Übergabe</li><li>• Frei definierbare Namen für GDT-Dateien in setup.ini einstellbar z.B. für Quincy</li><li>• Doppelte Datenhaltung, d.h. auch bei GDT- Transfer bleiben die Daten in der Perivist Datenbank erhalten</li><li>• GDT: ID-Übernahme in Perivist-Datenbank nun möglich</li></ul>	€ 380,00	
		<b>Kosten Update von Version 2.2 auf Version 2.2R5</b>	49,00	
	700-070	Augenklappe VE = 2 Stück	€ 24,00	
1		Aktualisierte Gebrauchsanweisung	€ 6,50	<b>Gratis</b>
		<b>Zuzüglich Versandkosten</b>		

.....  
Datum

.....  
Unterschrift