

Produktinformation Rodatest Software Modul I und II

Modul 1: Software für die PC-gesteuerte Gerätebedienung, Testauswertung, inkl. GDT-Schnittstelle für den Datentransfer z.B. zu einem arbeitsmedizinischen Verwaltungsprogramm.

Voreingestellte Testprogramme in Version 1.09 und Version 2.0:

- G 37
- G 25 / FeV LKW
- FeV PKW
- Hyperopie
- Gesichtsfeld, orientierend
- Kontrast 1 (Rodatest 302)
- Kontrast 2 (Rodatest 302)

Neu: Zusätzliche Testprogramme in Version 2.0

- Piloten Klasse 2
- EN 473/ EM 1
- G 37 mit Ziffern
- G 25 mit Ziffern
- Kontrast- und Blendempfindlichkeit – Kurzprogramm

Neu: Akkommodationsbreitenmessung in Version 2.0

Neu: Verbesserte Software-Ergonomie in Version 2.0

Modul 2: Datenbank für die Verwaltung Ihrer Sehtest-Ergebnisse mit nahezu unbegrenzter Speicherkapazität. Sie erfassen darin Firmen oder Abteilungen und Probanden, rufen den gewünschten Sehtest auf, speichern die Sehtest-Ergebnisse und drucken diese ggf. aus.

Das Modul 2 eignet sich für Kunden, die sehr viele Sehtests durchführen, jedoch kein arbeitsmedizinisches Verwaltungsprogramm einsetzen. Voraussetzung für die Anwendung ist stets das Modul I zur Steuerung des Sehtestgerätes.

Hardware-Voraussetzungen:

Prozessor: z.B. Intel Pentium mit 600 MHz oder besser
Freier Arbeitsspeicher: min. 64 MB
Laufwerk: CD ROM
Festplattenkapazität: min. 10 MB freier Speicher
Freie Schnittstelle: RS 232 seriell oder USB (über RS 232/USB Adapter)
Betriebssystem: Microsoft Windows 2000™, Windows XP™
Bildschirmauflösung: 1024 x 768 mm

Nachrüsten – ganz einfach: Alle Rodatest-Geräte sind mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Lediglich die Software nachbestellen, installieren, Rodatest und PC über ein serielles Schnittstellenkabel ggf. mit USB-Adapter verbinden und es kann losgehen.

Preisvorteile? Einfach anrufen und Angebot anfordern.

Vistec AG
Vision Technologies
Werner-v.-Siemens-Str. 13
82410 Olching

Telefon 0 81 42 / 4 48 57-60
Telefax 0 81 42 / 4 48 57-70
e-mail info@vistec-ag.de
internet www.vistec-ag.de